



# Smart Junior

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

## KEDVES VÁSÁRLÓ!

Köszönjük, hogy megvásárolta a Meriden fogkefét. A Meriden fogkefe egy professzionális, magas minőségű eszköz, amelyet a szájhigiénia fenntartására használnak. A Meriden fogkefe 3 üzemmóddal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy a fogkefét az egyéni igényeihez igazítsa.

A fogkefe kiváló minőségű anyagból készült, aminek köszönhetően a fogmosás még élvezetesebbé válik. A Meriden által kínált szonikus technológia biztonságos használata érdekében kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót a fogkefe használata előtt!



A Meriden Smart Junior különböző színváltozatokban kapható.

## BIZTONSÁGI ELŐRÁSOK

A Meriden Smart Junior fogkefét úgy tervezték, hogy biztonságos és hatékony fogmosást biztosítson Önnek és családjának. Mint minden elektromos készülék esetében, itt is szükséges betartani az alapvető biztonsági szabályokat, különösen gyermekek jelenlétében. Az elektromos hálózathoz csatlakoztatott töltőállomást távol kell tartani a víztől. Ne helyezze vagy tartsa vízzel teli kádak, tálak, mosdókagylók vagy más vízzel teli edények közelében. Ne merítse a töltőállomást vízbe vagy más folyadékba. Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a töltőállomás teljesen száraz, mielőtt csatlakoztatja az elektromos hálózathoz.

## FIGYELEM

- Mielőtt csatlakoztatja a készüléket, győződjön meg arról, hogy a készüléken feltüntetett feszültség kompatibilis az elektromos hálózat feszültségével.
- Ne hagyja a töltőt csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.
- A fogkefét kizárólag az ebben a használati útmutatóban leírt rendeltetésszerű célra használja. Ne használjon olyan kiegészítőket, amelyeket a gyártó nem ajánl.
- Ne próbálja meg kinyitni, megjavítani vagy módosítani a terméket engedély nélkül.
- Ha a fogkefe leesik, a fogkefe fejét ki kell cserélni a következő használat előtt, még akkor is, ha nincs látható sérülés.
- Ne használja a töltőállomást és a kábelt a szabadban vagy hőforrások közelében.
- Ha a készülék nem működik, ne próbálja meg szétszerelni azt, vagy a fogkefe bármely alkatrészét kicserélni, mivel ez áramütés veszélyét okozhatja. Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
- Tartsa a töltőt száraz és biztonságos helyen, amikor nem használja.

## VIGYÁZAT

- Súlyos fogászati műtét esetén forduljon a fogorvosához, mielőtt használná a fogkefét.
- Forduljon fogorvosához, ha a fogkefe használata után erős ínyvérzést tapasztal, vagy ha a kisebb ínyvérzés több mint egy hétig fennáll a fogkefe használatának megkezdése után.
- A Meriden Smart Junior megfelel az elektromágneses készülékekre vonatkozó biztonsági előírásoknak. Ha Önnek beültetett pacemakere vagy más orvosi eszköze van, kérjük, konzultáljon orvosával vagy a beültetett eszköz gyártójával.
- Ne használja a készüléket, ha a fogkefe feje sérült, vagy ha a sörték már elhasználódtak. A sérült sörték fogmosás közben kihullhatnak. Cserélje ki a fogkefe fejét háromhavonta, vagy gyakrabban, ha látható kopás jeleit észleli.
- A Meriden Smart Junior fogkefét a fogak, az íny és a nyelv tisztítására tervezték. Ne használja más célokra. A Meriden Smart Junior fogkefe egy személyes higiéniai eszköz, amely nem alkalmas több ember általi használatra.
- A készüléket nem szabad olyan személyeknek használniuk, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve akiknek nincs tapasztalatuk vagy ismeretük az ilyen típusú eszközök használatában.

## FOGMOSÁSI MÓDOK

A Meriden Smart Junior fogkefe három különböző fogmosási móddal rendelkezik:

**Gyengéd:** finoman masszírozza az ínyt.

**Normál:** napi fogmosáshoz.

**Frissítő:** ragyogóvá és fényessé teszi a fogakat; a nagyfrekvenciás üzemmódnak köszönhetően növeli a fényt, majd kifehériti a fogakat.

## TERMÉKLEÍRÁS



## A MERIDEN FOGKEFE HASZNÁLATA

Fogmosás – Lassan és óvatosan mozgassa a fogkefe fejét a fogakon, az ínyvonal fölött, előre és hátra irányuló mozdulatokkal úgy, hogy a hosszabb sörték elérjék a fogak közötti résekbe is. A fogkefét nem szabad ugyanúgy használni, mint egy hagyományos fogkefét. Fogmosás közben rendszeresen óvatosan nyomja a fogkefét a fogakhoz, ezzel növelve a fogmosás hatékonyságát. A Meriden Smart Kids fogkefe kétperces időzítővel van ellátva, amely 30 másodpercenként megszakított jelet ad, hogy emlékeztesse a használót a száj négy részének fogmosására.

## A FOGKEFEFEJ ELHELYEZÉSE



**1. Helyezze a fejet a nyélre**

**2. Fordítsa el a fejet az ábrán jelzett módon.**

**3. Helyesen elhelyezett fej**

## TARTOZÉKOK

(a tartozékok a modelltől függően változhatnak)

- szonikus fogkefe
- USB kábel
- 4 fogkefefej
- használati utasítás

## A MERIDEN FOGKEFE TÖLTÉSE

Első használat előtt a fogkefét 6 órán keresztül tölteni kell.

A töltés alatt a LED töltöttségi jelzőlámpa világít.

## MŰSZAKI ADATOK

Meriden Smart Junior

**Szonikus mozgások:** 36 000 percenkénti mozgás

**Teljesítmény:** 0,8W

**Töltési idő:** max. 6 óra

**Működési feszültség:** 5 V

**Akkumulátor kapacitás:** 600mAh

**Vízállóság:** IPX7

## GARANCIAJEGY

- A garanciális szolgáltató biztosítja a vásárlót arról, hogy a készüléket, amelyre ez a garancia vonatkozik, magas minőségű szabványok alapján tervezték és gyártották.
- A Meriden Smart Junior fogkefére a vásárlás napjától számított 24 hónapos garancia vonatkozik.
- A garancia a vásárlás dátumától érvényes, amelyet egy vásárlást igazoló bizonylat tanúsít, és amelyet csatolni kell a garanciakártyához.

## A GARANCIA NEM VONATKOZIK A KÖVETKEZŐ ESETEKRE

- Véletlenszerű eseményekből eredő károkra (elektromos hiba, tűz, elárasztás, árvíz stb.).
- A készülék használata során a garanciabirtokos által okozott mechanikai sérülésekre, és az ezekből eredő hibákra.
- Károk, amiket a felhasználó okoz.
- Azokra a károkra, amelyek nem a gyártó által a használati útmutatóban ajánlott fogyóeszközök használatából erednek.
- A garanciális pecsétek megsértésére vagy bármilyen más beavatkozásra, amelyet nem hivatalos szervizszemélyzet végzett.
- Szállítás és tárolás.

A garancia nem terjed ki a termék meghibásodására, amely az alkatrészek természetes kopása miatti tulajdonságváltozásból (minőségromlásból) ered. A garanciális javítások nem tartalmazzák a használati útmutatóban leírt karbantartási és tisztítási tevékenységeket.



### **Feleslegessé vált berendezések eltávolítása háztartási felhasználók által az Európai Unióban**

Ennek a szimbólumnak a jelenléte a terméken vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy azt nem lehet a háztartási hulladékkal együtt eltávolítani. Ennek következtében Ön felelős a hulladékká vált berendezések ártalmatlanításáért, és köteles azokat eljuttatni egy engedéllyel rendelkező, elektromos és elektronikus hulladék újrahasznosítását végző létesítménybe. A hulladék berendezések szelektálása, eltávolítása és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, és biztosítja, hogy az újrahasznosítás az emberi egészség és a környezet tiszteletben tartásának elvei szerint történjen. További információkért a használt berendezések gyűjtőpontjairól, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy a helyi háztartási hulladék-újrahasznosító ponthoz.



**Ez a termék megfelel az EU elektromágneses összeférhetőségről és elektromos biztonságról szóló irányelvének követelményeinek.**

Meriden Sp. z o.o.  
ul. Piastów 96  
42-290 Blachownia, Poland  
meriden@meriden.pl

[www.meridenglobal.com](http://www.meridenglobal.com)  
[www.facebook.com/meridenglobal](https://www.facebook.com/meridenglobal)  
[www.instagram.com/meridenglobal](https://www.instagram.com/meridenglobal)

## GARANCIALEVÉL

.....  
 Terméknév

.....  
 Katalógusszám

.....  
 Termékszám

.....  
 Vásárlás dátuma

Bolt bélyegzője és az értékesítési asszisztens aláírása

## Az ellenőrzésekkel és javításokkal kapcsolatos megjegyzések

Forgalmazó: Korken Medmark Kft.

2510 Dorog, Mátyás király u. 34.

[www.korkenmedmark.hu](http://www.korkenmedmark.hu)

Minden MERIDEN termékre 2 év gyártói garancia érvényes

Meriden Sp. z o.o.

ul. Piastów 96

42-290 Blachownia, Poland

[meriden@meriden.pl](mailto:meriden@meriden.pl)

[www.meridenglobal.com](http://www.meridenglobal.com)

[www.facebook.com/meridenglobal](https://www.facebook.com/meridenglobal)

[www.instagram.com/meridenglobal](https://www.instagram.com/meridenglobal)

[www.meridenglobal.com](http://www.meridenglobal.com)